

MONTAGEM

A etapa de montagem inicia-se após a finalização do processo de surfacagem e da aplicação dos tratamentos solicitados pelo cliente ao laboratório.



Leitura da Ordem de Serviço (OS)

A Ordem de Serviço (OS) é o documento que contém todas as informações necessárias para a execução da montagem. Sua leitura exige atenção e interpretação correta dos dados, desde a identificação da loja ou do paciente até as especificações técnicas das lentes.

Antes de iniciar qualquer procedimento, o montador deve conferir todas as informações da OS para garantir que o serviço será realizado conforme solicitado.

Seu Logo
A Melhor Ótica da Região

Nome: _____ Data Entrega: _____ Nº 0000

Endereço: _____ Bairro: _____ Cidade: _____ Telefone: _____

CPF: _____

Prescrição

Longe	O.D.	O.E.	Esférico	Cilíndrico	Eixo	D.P.

Médico: _____

Armação: _____ Lentes: _____ Altura: _____

Ponte: _____ Arco: _____ Maior Diagonal: _____ Vertical: _____

Classe: _____

Seu Logo
A Melhor Ótica da Região

Valor: _____

Data Para Retirada: _____

Produtos com 90 dias de garantia por defeito de fabricação.

Sinal: _____ Nº 0000

Receitas de Óculos do cliente 001245 - CLIENTE OTICA

Seq. U.N. 1 1

Cliente 001245 CLIENTE OTICA

Paciente _____

Vendedor 000181 VENDEDOR PADRÃO

Médico _____

Armação _____

Aviamento 12/03/21

Óculo Direito

Lente 0100017

Descrição LENTE DE ÓCULOS

Longe

Esférico	Cilíndrico	Eixo	D.N.P.
+1,25	+1,00	1	1,0

Adição +1,00

Perto

Esférico	Cilíndrico	Eixo	D.N.P.
+2,25	+1,00	1	

Altura 0,00

Prisma

Direito ☐ Nasal ☐ Superior ☐ Inferior

Óculo Esquerdo

Lente 0100017

Descrição LENTE DE ÓCULOS

Longe

Esférico	Cilíndrico	Eixo	D.N.P.
+1,50	+1,00	1	1,0

Adição +1,00

Perto

Esférico	Cilíndrico	Eixo	D.N.P.
+2,50	+1,00	1	

Altura 0,00

Prisma

Esquerdo ☐ Nasal ☐ Superior ☐ Inferior

Informações Complementares

Informações Complementares

DP 2,0

Salvar Imprimir

Lensometria

O lensômetro é o equipamento utilizado para conferir o grau das lentes e realizar sua marcação.

Durante a lensometria, o montador verifica se os valores de dioptria esférica (S), cilíndrica (C) e o eixo (A) estão de acordo com a Ordem de Serviço (OS). Também é importante confirmar se o material da lente e os tratamentos solicitados correspondem ao pedido.

Essa conferência garante que as lentes estejam corretas e devidamente alinhadas antes do início da montagem.



Marcação de lentes monofocais

Com a lente posicionada no lensômetro, realiza-se a conferência do grau conforme a receita.

No equipamento:

- **S** representa o valor esférico;
- **C** representa o valor cilíndrico;
- **A** representa o eixo.

Nas lentes cilíndricas, é necessário girar a lente até encontrar o eixo correto. Após essa conferência, realiza-se a marcação no lensômetro e reforça-se essa marcação com uma caneta permanente, garantindo melhor visualização durante a blocagem na facetadora.

Também é fundamental identificar corretamente a lente direita (OD) e a esquerda (OE), evitando trocas durante o corte e a montagem.



Marcação de lentes multifocais

Nas lentes multifocais, devem ser localizados dois círculos gravados na superfície da lente. Essas marcações são discretas e servem para identificar corretamente o tipo de lente e seu posicionamento.

Dentro desses círculos encontra-se o valor da **adição (ADD)**, que corresponde ao aumento destinado à visão de perto. Essa informação auxilia na identificação das lentes direita (OD) e esquerda (OE).

Após localizar as marcações:

- destaque os dois círculos com uma caneta permanente;
- faça um pequeno traço abaixo do valor da adição para facilitar sua identificação durante a montagem;
- por exemplo, se a adição for **+2,25**, a marcação poderá aparecer como **225** ou **22**, conforme o padrão adotado pelo fabricante.



Corte e ajuste

O corte das lentes é realizado em máquinas chamadas **facetadoras**, equipamentos responsáveis por usinar as lentes de acordo com o formato da armação.

As facetadoras processam diferentes materiais de lentes e, dependendo do modelo, também executam:

- furação para armações do tipo balgriff;
- canaletas para armações de nylon;
- cortes para armações metálicas e de acetato.

Após o corte, o montador realiza o acabamento das bordas em uma máquina diamantada e, posteriormente, o polimento das lentes. Esse procedimento proporciona um encaixe preciso, evitando excesso de pressão que possa provocar danos às lentes ou à armação.

Quando necessário, utilizam-se o **areeiro** ou o **ventilete** para aquecer armações de acetato. O aquecimento torna o material mais flexível, permitindo ajustes sem causar deformações ou quebras.



